


Vorteile für das Labor

Einfach Platzsparend zwei Stegdrähte, ein Reiter
minimale Abmessungen des Reiters

Vorteile für die Praxis

Sicherheit durch langjährige klinische Erfahrungen auch in der Implantattechnik
Patientenfreundlich durch sichere Funktion



Beschreibung

Rondo ist ein einfaches und sicheres System für Stegverbindungen. Die Stege sind entweder in Edelmetall oder in Kunststoff erhältlich. Der Reiter ist aus Edelmetall gefertigt und garantiert dadurch eine gute Flexibilität der Lamellen.

Indikation

Teil- und Hybridprothetik auf Implantaten und Wurzelkappen

Anwendungseinschränkung:
Starre Konstruktion mit nur einer geraden Stegverbindung von A - B. Unilaterale Prothesen ohne Transversalverblockung

Werkstoff

Au-Pt
Pd-freie, nicht angiegbare Edelmetall-Legierung
PMMA
rückstandslos ausbrennbarer Kunststoff, zum Gießen der Stege mit allen Edelmetall- und Nichtedelmetall-Legierungen, mit 0,2% Dehngrenze von mind. 500 N/mm²
PEEK
sehr widerstandsfähigen Kunststoff mit hoher Verschleissfestigkeit



Bestell-Nr.	Bezeichnung	Werkstoff	Spezifisches
2011671	Reiter	Au-Pt	gefräst
2011691	Reiter	PEEK	für Rundsteg, Länge 4 mm
2011601	Stegdraht 50 mm	Au-Pt	2,24 g ¹ / 0,45 g ²
2011681	Stegdraht 80 mm	PMMA	Kunststoff, ausbrennbar

¹ = ca. Gewicht pro Stück
² = ca. Gewicht pro cm

Hilfsinstrumente



Bestell-Nr.	Bezeichnung
2021611	Modellachse
2021421	Aktivator

Wichtig:

Bitte beachten Sie die Gebrauchsanleitung
Bitte beachten Sie „Wichtige Hinweise für die Verwendung und Verarbeitung von Attachments“
Informationen unter: www.unor.ch, oder bei Kaladent AG, Unor Labor-Service, Steinackerstrasse 47, CH-8902 Urdorf

2016.12.12